



FlexGRIP®

Dispositivo di fissaggio per catetere

Il dispositivo FlexGRIP® è indicato per il fissaggio e la stabilizzazione dei cateteri della serie M•Drain®, nonché di altri cateteri con calibro compreso tra 5 e 18 French.

È realizzato con materiali morbidi e offre una soluzione pratica e facile da utilizzare.

Il supporto morbido a basso profilo e il laccio di fissaggio preassemblato mantengono il catetere saldamente in posizione; una fascia aggiuntiva consente di bloccare la clip morbida, evitando allentamenti accidentali.

L'adesivo è sicuro per la cute e ipoallergenico, progettato per prevenire le MARSI (lesioni cutanee correlate agli adesivi medicali), garantendo il massimo comfort per il paziente.

FlexGRIP® è disponibile in 2 misure per assicurare una perfetta compatibilità con ogni catetere: 5–11 Fr e 11–18 Fr.

Caratteristiche:

- La tecnologia a cuscino d'aria assicura un fissaggio stabile del catetere senza influire sulla portata del flusso
- Adesivo ipoallergenico e sicuro per la pelle, progettato per prevenire le MARSI
- Laccio di fissaggio preassemblato per una maggiore facilità d'uso
- Materiali morbidi e design a basso profilo per un comfort ottimale del paziente

Informazioni sull'ordinazione

Rif.Num.	Descrizione	Qtà/box
UN511	Dispositivo di fissaggio per cateteri percutanei • 5Fr-11Fr	50
UN1118	Dispositivo di fissaggio per cateteri percutanei • 11Fr-18Fr	25