



**m•drain<sup>®</sup>**  
catheters

Famiglia di Cateteri di Drenaggio M•Drain<sup>®</sup>  
e Accessori



  
**mermaid** medical<sup>®</sup>

Famiglia di Cateteri di Drenaggio e Accessori

Mermaid Medical offre una vasta gamma di cateteri di drenaggio e accessori progettati per un drenaggio efficiente, con la sicurezza come priorità assoluta.

La nostra ampia serie di prodotti include diversi tipi di cateteri di drenaggio, guidewire e altri accessori per supportare esigenze individuali. Sono inoltre disponibili diverse misure French e lunghezze di catetere per adattarsi ai requisiti procedurali.

La serie M•Drain® di Mermaid Medical fornisce a medici e ospedali cateteri e accessori sicuri e funzionali per un'esperienza "tutto in uno".



**Mermaid Medical Group** è un'azienda privata fondata nel 2007. Con radici nordiche e sede centrale in Danimarca, valorizziamo la cooperazione, la disponibilità e la trasparenza. Sviluppiamo, produciamo e distribuiamo dispositivi medici per ospedali e utenti finali in Europa, Stati Uniti e Asia. Operiamo principalmente nel trattamento delle patologie del sistema vascolare e con altri dispositivi per la radiologia interventistica. Il nostro obiettivo è diventare il partner preferito di produttori, ospedali e professionisti sanitari, in modo da aiutare sempre più pazienti.

|  |     |
|--|-----|
| <b>Cateteri di Drenaggio Multiuso M•Drain®</b>                             |     |
| • Catetere di Drenaggio Single Step M•Drain® – Locking e Non-locking ..... | 4-5 |
| • Catetere di Drenaggio per Nefrostomia M•Drain® .....                     | 4-5 |
| • Catetere di Drenaggio Single Step M•Drain®– Mini Pigtail .....           | 4-5 |
| • Catetere di Drenaggio Biliare M•Drain®– Locking e Non-locking .....      | 4-5 |
| <b>Catetere per Centesi M•Drain®</b>                                       |     |
| • Catetere per Centesi M•Drain® .....                                      | 6   |
| <b>Dispositivo di fissaggio per catetere</b>                               |     |
| • FlexGRIP® Dispositivo di fissaggio per catetere .....                    | 7   |
| <b>Set di Introduuttori Percutanei M•Drain®</b>                            |     |
| • Set di Introduuttori Percutanei M•Drain® .....                           | 8   |
| <b>Filo guida</b>  |     |
| • Filo guida Lunderquist .....   | 9   |
| • Filo guida di Accesso da 018" .....                                      | 9   |
| <b>M•Drain® Accessories</b>  |     |
| • Aghi di Accesso .....  | 10  |
| • Sacche di Drenaggio M•Drain® .....                                       | 11  |





## Cateteri di Drenaggio Multiuso M•Drain®


La serie M•Drain® di Mermaid Medical fornisce a medici e ospedali cateteri e accessori sicuri e funzionali per un'esperienza completa.

Il design del catetere M•Drain® è stato sviluppato specificamente per migliorare la cura del paziente e facilitare l'uso da parte del medico.

Tutti i cateteri M•Drain® sono multiuso e possono essere utilizzati per diverse applicazioni di drenaggio, tra cui ascesso, nefrostomia, drenaggio biliare e centesi.

Il posizionamento del catetere avviene tramite tecnica Single Step o Seldinger.

L'uso della serie M•Drain®, garantisce una gamma di cateteri e accessori di ultima generazione.



## Tutti i cateteri M•Drain® incorporano queste caratteristiche progettuali avanzate:

- Ampi fori laterali ovali e smussati per aumentare il flusso e ridurre le ostruzioni.
- Punta rastremata rinforzata e sottile, resistente al kinking, per un ingresso più fluido.
- Diametro interno del connettore e del catetere sempre corrispondenti per massimizzare il flusso.
- Rivestimento idrofilo per ridurre l'attrito e facilitare l'introduzione del catetere.

## Catetere di Drenaggio Single Step M•Drain® - Locking e Non

Ha tutte le caratteristiche standard M•Drain®, con o senza filo di blocco pigtail.

## Catetere di Drenaggio per Nefrostomia M•Drain®

Progettato per la tecnica Seldinger, include filo di blocco pigtail.


## Catetere di Drenaggio Single Step M•Drain® - Mini Pigtail

Ideale per aree ridotte o pazienti pediatriche.

Circa 10-15% più piccolo del modello standard. con pigtail.

## Catetere di Drenaggio Biliare M•Drain® - Locking and Non-locking

Marker radiopaco che identifica il foro di drenaggio più vicino per un posizionamento preciso.







### Catetere per Centesi M•Drain®

Questo Catetere M•Drain® è un catetere montato sopra un ago, disegnato per l'aspirazione di piccoli ascessi e drenaggi a breve termine.

Entrambi, ago e catetere, sono progettati per minimizzare il trauma.

#### Caratteristiche:

- Due Ampi fori laterali ovali e smussati per aumentare il flusso e ridurre le ostruzioni.
- Rastrematura unica per una transizione fluida ago-catetere per facilitare il posizionamento preciso.
- Catetere rivestito per facilitare l'inserimento.
- Tappo di sfato poroso che permette la fuoriuscita dell'aria durante l'inserimento e protegge il personale medico da perdite di fluido.



## Dispositivo di fissaggio per catetere

### FlexGRIP® Dispositivo di fissaggio per catetere

Il dispositivo FlexGRIP® è indicato per il fissaggio e la stabilizzazione dei cateteri della serie M•Drain®, nonché di altri cateteri con calibro compreso tra 5 e 18 French. È realizzato con materiali morbidi e offre una soluzione pratica e facile da utilizzare.


Il supporto morbido a basso profilo e il laccio di fissaggio preassemblato mantengono il catetere saldamente in posizione; una fascia aggiuntiva consente di bloccare la clip morbida, evitando allentamenti accidentali.

L'adesivo è sicuro per la cute e ipoallergenico, progettato per prevenire le MARSI (lesioni cutanee correlate agli adesivi medicali), garantendo il massimo comfort per il paziente.

FlexGRIP® è disponibile in 2 misure per assicurare una perfetta compatibilità con ogni catetere: 5-11 Fr e 11-18 Fr.

#### Caratteristiche:

- La tecnologia a cuscino d'aria assicura un fissaggio stabile del catetere senza influire sulla portata del flusso
- Adesivo ipoallergenico e sicuro per la pelle, progettato per prevenire le MARSI
- Laccio di fissaggio preassemblato per una maggiore facilità d'uso
- Materiali morbidi e design a basso profilo per un comfort ottimale del paziente





### Set Introduuttore Percutaneo M•Drain®


Il Set Introduuttore Percutaneo M•Drain® è utilizzato per l'accesso percutaneo con una sola puntura per una collocazione facile e sicura del filo guida o del catetere in procedure non vascolari.

Il sistema coassiale con rivestimento idrofilico M•Drain® include ago trocar o chiba da 21G/22G x 15 cm per minimizzare il trauma tissutale.

Il set include una guida da 60 cm in nitinol o acciaio inox con punta curva dorata per facilitare la visibilità radiografica.

#### Caratteristiche:

- Punta rastremata sul catetere coassiale per un posizionamento atraumatico di guidewire fino a 0.038".
- Transizione fluida tra dilatatore 4F e guaina 6F per facilitare l'inserimento.
- Marker radiopaco integrato per migliorarne la visibilità.
- Marcature centimetriche sull'ago per un posizionamento accurato.




### Filo Guida Lunderquist & Filo Guida di Accesso da 0.018"

Il filo guida Lunderquist è estremamente rigido e fornisce supporto extra nelle procedure non vascolari. Ha punta flessibile per accedere ad aree delicate o difficili.

Il filo guida da 0.018" è progettato specificamente per uso non vascolare. È disponibile in acciaio inox (rigida) o nitinol (flessibile).

Tutte le guidewire sono confezionate in dispenser circolare per facilitarne il lavaggio.




## Ago di Accesso

L'Ago di Accesso é progettato per un posizionamento accurato e controllato, con caratteristiche che ne esaltano l'efficienza e la precisione durante le procedure. La punta ecogenica migliora la guida ecografica, mentre il connettore luer lock trasparente consente la conferma visiva del ritorno di fluido. Le marcature centimetriche garantiscono controllo della profondità durante l'inserimento.

### Caratteristiche:

- Trattamento speciale della punta per renderla ecogenica e migliorarne la visualizzazione durante l'inserimento.
- Connettore luer lock trasparente che consente la conferma visiva del ritorno di fluido.
- Marcature centimetriche per controllo accurato della profondità di posizionamento.




## Sacche di Drenaggio M•Drain®

Disegnate per comfort, discrezione e protezione. Lo strato posteriore morbido riduce le irritazioni cutanee durante l'uso prolungato, mentre la valvola anti-reflusso integrata aiuta a prevenire contaminazioni retrograde, riducendo il rischio di infezione. Il design compatto e discreto le rende invisibili sotto gli indumenti.

### Caratteristiche:

- Strato posteriore morbido per maggiore comfort.
- Valvola anti-reflusso per ridurre il rischio di infezione.
- Dimensioni discrete – invisibile sotto gli indumenti.





M•Drain® Catetere di Drenaggio Single Step – Locking e Non-locking

| Rif. Num.    | Versione    | Specifiche            | Misura      | Qtà/box |
|--------------|-------------|-----------------------|-------------|---------|
| D10505015-CE | Single Step | Senza locking pigtail | 5F x 15 CM  | 5       |
| D10505020-CE | Single Step | Senza locking pigtail | 5F x 20 CM  | 5       |
| D10506015-CE | Single Step | Senza locking pigtail | 6F x 15 CM  | 5       |
| D10506020-CE | Single Step | Senza locking pigtail | 6F x 20 CM  | 5       |
| D10506025-CE | Single Step | Senza locking pigtail | 6F x 25 CM  | 5       |
| D10506030-CE | Single Step | Senza locking pigtail | 6F x 30 CM  | 5       |
| D10507020-CE | Single Step | Senza locking pigtail | 7F x 20 CM  | 5       |
| D10507025-CE | Single Step | Senza locking pigtail | 7F x 25 CM  | 5       |
| D10507030-CE | Single Step | Senza locking pigtail | 7F x 30 CM  | 5       |
| D10508020-CE | Single Step | Senza locking pigtail | 8F x 20 CM  | 5       |
| D10508025-CE | Single Step | Senza locking pigtail | 8F x 25 CM  | 5       |
| D10510020-CE | Single Step | Senza locking pigtail | 10F x 20 CM | 5       |
| D10510025-CE | Single Step | Senza locking pigtail | 10F x 25 CM | 5       |
| D10510030-CE | Single Step | Senza locking pigtail | 10F x 30 CM | 5       |
| D10512025-CE | Single Step | Senza locking pigtail | 12F x 25 CM | 5       |
| D10512030-CE | Single Step | Senza locking pigtail | 12F x 30 CM | 5       |
| D10514025-CE | Single Step | Senza locking pigtail | 14F x 25 CM | 5       |
| D10516025-CE | Single Step | Senza locking pigtail | 16F x 25 CM | 5       |
| D11006020-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 6F x 20 CM  | 5       |
| D11006025-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 6F x 25 CM  | 5       |
| D11006035-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 6F x 35 CM  | 5       |
| D11007015-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 7F x 15 CM  | 5       |
| D11007020-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 7F x 20 CM  | 5       |
| D11007025-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 7F x 25 CM  | 5       |
| D11007030-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 7F x 30 CM  | 5       |
| D11007035-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 7F x 35 CM  | 5       |
| D11008020-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 8F x 20 CM  | 5       |
| D11008025-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 8F x 25 CM  | 5       |
| D11008030-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 8F x 30 CM  | 5       |
| D11008035-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 8F x 35 CM  | 5       |
| D11010015-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 10F x 15 CM | 5       |
| D11010020-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 10F x 20 CM | 5       |
| D11010025-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 10F x 25 CM | 5       |
| D11010030-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 10F x 30 CM | 5       |
| D11010035-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 10F x 35 CM | 5       |
| D11012025-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 12F x 25 CM | 5       |
| D11012030-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 12F x 30 CM | 5       |
| D11012035-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 12F x 35 CM | 5       |
| D11014025-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 14F x 25 CM | 5       |
| D11014035-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 14F x 35 CM | 5       |
| D11016025-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 16F x 25 CM | 5       |
| D11016035-CE | Single Step | Con locking pigtail   | 16F x 35 CM | 5       |

M•Drain® Catetere di drenaggio per Nefrostomia


| Rif. Num.    | Versione    | Specifiche          | Misura      | Qtà/box |
|--------------|-------------|---------------------|-------------|---------|
| D12007025-CE | Nefrostomia | Con locking pigtail | 7F x 25 CM  | 5       |
| D12007035-CE | Nefrostomia | Con locking pigtail | 7F x 35 CM  | 5       |
| D12008025-CE | Nefrostomia | Con locking pigtail | 8F x 25 CM  | 5       |
| D12008035-CE | Nefrostomia | Con locking pigtail | 8F x 35 CM  | 5       |
| D12010035-CE | Nefrostomia | Con locking pigtail | 10F x 35 CM | 5       |
| D12012035-CE | Nefrostomia | Con locking pigtail | 12F x 35 CM | 5       |
| D12014035-CE | Nefrostomia | Con locking pigtail | 14F x 35 CM | 5       |

M•Drain® Catetere di drenaggio Single Step – Mini Pigtail

| Rif. Num.    | Versione                   | Specifiche          | Misura      | Qtà/box |
|--------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|
| D13006015-CE | Single Step – Mini pigtail | Con locking pigtail | 6F x 15 CM  | 5       |
| D13006020-CE | Single Step – Mini pigtail | Con locking pigtail | 6F x 20 CM  | 5       |
| D13008025-CE | Single Step – Mini pigtail | Con locking pigtail | 8F x 25 CM  | 5       |
| D13010025-CE | Single Step – Mini pigtail | Con locking pigtail | 10F x 25 CM | 5       |


M•Drain® Catetere di drenaggio biliare – Locking e Non-locking

| Rif. Num.    | Versione | Specifiche            | Misura      | Qtà/box |
|--------------|----------|-----------------------|-------------|---------|
| D14008040-CE | Biliare  | Con locking pigtail   | 8F x 40 CM  | 5       |
| D14010040-CE | Biliare  | Con locking pigtail   | 10F x 40 CM | 5       |
| D14012040-CE | Biliare  | Con locking pigtail   | 12F x 40 CM | 5       |
| D14014040-CE | Biliare  | Con locking pigtail   | 14F x 40 CM | 5       |
| D14508040-CE | Biliare  | Senza locking pigtail | 8F x 40 CM  | 5       |
| D14510040-CE | Biliare  | Senza locking pigtail | 10F x 40 CM | 5       |
| D14512040-CE | Biliare  | Senza locking pigtail | 12F x 40 CM | 5       |
| D14514040-CE | Biliare  | Senza locking pigtail | 14F x 40 CM | 5       |



M•Drain® Centesis Catheter

| Rif. Num.    | Versione | Specifiche     | Misura     | Qtà/box |
|--------------|----------|----------------|------------|---------|
| D40104007-CE | Centesi  | Catetere e ago | 4F x 7 CM  | 10      |
| D40104010-CE | Centesi  | Catetere e ago | 4F x 10 CM | 10      |
| D40104015-CE | Centesi  | Catetere e ago | 4F x 15 CM | 10      |
| D40105007-CE | Centesi  | Catetere e ago | 5F x 7 CM  | 10      |
| D40105010-CE | Centesi  | Catetere e ago | 5F x 10 CM | 10      |
| D40105015-CE | Centesi  | Catetere e ago | 5F x 15 CM | 10      |
| D40105020-CE | Centesi  | Catetere e ago | 5F x 20 CM | 10      |



FlexGRIP® Dispositivo di fissaggio per catetere

| Rif.Num. | Specifiche                            | Misura    | Qtà/box |
|----------|---------------------------------------|-----------|---------|
| UN511    | Dispositivo di fissaggio per catetere | 5Fr-11Fr  | 50      |
| UN1118   | Dispositivo di fissaggio per catetere | 11Fr-18Fr | 25      |

M•Drain® Set Introduuttore Percutaneo

| Rif.Num.     | Specifiche   | Misura     | Qtà/box |
|--------------|--|------------|---------|
| DS2010100-CE | 4F Dilatatore / 6F Guaina x 20 cm Introduuttore coassiale<br>Guida in acciaio inox da 0.018" con punta curva rivestita in oro (60 cm)<br>Ago, 21Ga x 15 cm Trocar, Ecogenico | 6F x 20 CM | 10      |
| DS2010200-CE | 4F Dilatatore / 6F Guaina x 20 cm Introduuttore coassiale<br>Guida in nitinolo da 0.018" con punta curva rivestita in oro (60 cm)<br>Ago, 21Ga x 15 cm Trocar, Ecogenico     | 6F x 20 CM | 10      |
| DS2010300-CE | 4F Dilatatore / 6F Guaina x 20 cm Introduuttore coassiale<br>Guida in acciaio inox da 0.018" con punta curva rivestita in oro (60 cm)<br>Ago, 22Ga x 15 cm Chiba, Ecogenico  | 6F x 20 CM | 10      |
| DS2010400-CE | 4F Dilatatore / 6F Guaina x 20 cm Introduuttore coassiale<br>Guida in nitinolo da 0.018" con punta curva rivestita in oro (60 cm)<br>Ago, 22Ga x 15 cm Chiba, Ecogenico      | 6F x 20 CM | 10      |

Guida Lunderquist

| Rif. Num. | Versione                    | Specifiche & Misure                                   | Qtà/box |
|-----------|-----------------------------|---|---------|
| G90128080 | Acciaio Inox (Rigida)       | .028" diametro, 82.5 cm lunghezza con 7.5 cm coil tip | 10      |
| G90135080 | Acciaio Inox (Rigida)       | .035" diametro, 82.5 cm lunghezza con 7.5 cm coil tip | 10      |
| G90335080 | Acciaio Inox (3 mm J curva) | .035" diametro, 82.5 cm lunghezza con 7.5 cm coil tip | 10      |

Guida di accesso con punta dorata

| Rif. Num. | Versione             | Specifiche & Misure                                | Qtà/box |
|-----------|----------------------|--|---------|
| G70918080 | Acciaio Inox (Curva) | .018" x 80 cm, 6.5 cm Tungsten tip, tip flessibile | 10      |
| G71018080 | Nitinolo (Curva)     | .018" x 80 cm, 6.5 cm Tungsten tip, tip flessibile | 10      |

M•Drain® - Aghi di accesso

| Rif. Num. | Versione | Specifiche | Misura | Qtà/box |
|-----------|----------|------------|--------|---------|
| 051810    | Trocar   | 10 CM      | 18G    | 25      |
| 051815    | Trocar   | 15 CM      | 18G    | 25      |
| 051820    | Trocar   | 20 CM      | 18G    | 25      |
| 051825    | Trocar   | 25 CM      | 18G    | 25      |
| 051910    | Trocar   | 10 CM      | 19G    | 25      |
| 051915    | Trocar   | 15 CM      | 19G    | 25      |
| 051920    | Trocar   | 20 CM      | 19G    | 25      |

M•Drain® - Sacche di drenaggio

| Rif.Num.    | Versione          | Specifiche & Misure                                  | Qtà/box |
|-------------|-------------------|--|---------|
| A10500350   | Femmina - sterile | 350 ml - Incl. 5 pcs. Fascette antiscivolo per gamba | 50      |
| A10500750N  | Maschio - sterile | 750 ml - Incl. 2 pcs. Fascette antiscivolo per gamba | 60      |
| A10602000CN | Maschio - sterile | 2000 ml - Tubo di collegamento da 80 cm con morsetto | 50      |







**Mermaid Medical s.r.l.**  
customer@mermaidmedical.it