



FlexGRIP®

Dispositivo de Fijación de Catéter

El dispositivo FlexGRIP® es adecuado para asegurar y estabilizar catéteres de la serie M•Drain®, así como otros catéteres con un rango de 5 a 18 French.

Está fabricado con materiales suaves y ofrece una solución fácil de usar.

El retenedor suave de perfil bajo y la correa de fijación premontada aseguran firmemente el catéter en su lugar, con una correa adicional que bloquea el clip blando para evitar un aflojamiento accidental.

El adhesivo es hipoalergénico y seguro para la piel, diseñado para prevenir MARSÍ (lesiones cutáneas relacionadas con adhesivos médicos), garantizando el máximo confort para el paciente.

FlexGRIP® está disponible en 2 tamaños para asegurar un ajuste perfecto a cada catéter: 5-11Fr y 11-18Fr.

Características:

- Tecnología *Air Pillow* que garantiza una fijación firme del catéter sin afectar al flujo.
- Adhesivo hipoalergénico y seguro para la piel, diseñado para prevenir MARSÍ.
- Correa de fijación premontada para facilitar su uso.
- Materiales suaves y perfil bajo para mayor comodidad del paciente.

Información del pedido

Referencia	Especificaciones	Cant/caja
UN511	Dispositivo de Fijación de Catéter • 5Fr-11Fr	50
UN1118	Dispositivo de Fijación de Catéter • 11Fr-18Fr	25

Mermaid Medical Iberia S. L.

Plaza de Grecia 1, local 19 • 45005 Toledo

Tel: +34 925 717 378 • Fax: +34 925 049 112 customer@mermaidmedical.es