



Dispositivos de Biopsia de Cilindro Completo y Accesorios





Dispositivo de Biopsia de Cilindro Completo

Presentamos un dispositivo único de biopsia de cilindro completo

El Dispositivo de Biopsia de Cilindro Completo está diseñado para proporcionar muestras de biopsia grandes y de alta calidad, siendo al mismo tiempo ligero y ergonómico para una operación fácil con una sola mano. Su sistema de corte triaxial, combinado con un mecanismo de captura interna integrado en el diseño tipo pinza de la cánula externa, recolecta y retiene de forma segura las muestras de biopsia.

Debido a que el sistema de captura está incorporado internamente y no es externo, aporta mayor estabilidad y protege la muestra de ser aplastada, fragmentada o desplazada, incluso cuando se utiliza con una aguja coaxial. Esto ayuda a mantener la integridad de la muestra para una evaluación patológica precisa y un diagnóstico confiable.

El dispositivo presenta un espacio muerto mínimo sin comprometer el tamaño de la muestra, lo que reduce el trauma tisular. Con longitudes de avance ajustables de 10 a 25 mm, el dispositivo ofrece flexibilidad según el órgano objetivo, el tamaño de la muestra y la anatomía del paciente. La versión en 20G es ideal para biopsias de pulmón guiadas por TAC debido a mango muy ligero, que permanece estable y equilibrado mientras el paciente se encuentra en el interior del arco. Este diseño minimiza el riesgo de desplazamiento, facilitando el posicionamiento preciso y la obtención de la muestra.

Para una operación con una sola mano, este dispositivo con una sola mano, este dispositivo cuenta con un botón de disparo lateral único, que mejora el control y la estabilidad durante los procedimientos. Otras características como las marcas de profundidad en centímetros y un indicador de preparado, que muestra cuando el dispositivo está armado, ayudan a mejorar la precisión, la seguridad y la facilidad de uso durante procedimientos guiados por imagen.



Características:

- Marcas centimetradas para una colocación precisa en profundidad.
- Mango ergonómico y ligero, diseñado para uso con una sola mano.
- Mecanismo simple de tracción-empuje para una operación rápida e intuitiva.
- Longitud de avance ajustable (10–25 mm) para un tamaño de muestra óptimo y mínimo daño tisular.
- Minimiza el espacio muerto comparado con dispositivos similares.
- Uno de los dispositivos de biopsia de cilindro completo más ligeros del mercado.
- Espacio muerto mínimo.
- Disponible como dispositivo de biopsia solo o como set con coaxial para mejor control de inventario.
- Disponible en 14G, 16G, 18G y 20G.
- Bloqueo de seguridad para garantizar un despliegue controlado.



España

Tel: +34 925 717 378

Fax: +34 925 049 112

customer@mermaidmedical.es

www.mermaidmedical.com

Información para pedidos

Dispositivo desechable de biopsia de cilindro completo

Aguja Coaxial Desechable

Set con aguja de Biopsia Coaxial

Nº de Referencia	Gauge	Longitud	Uds/Caja	Nº de Referencia	Gauge	Longitud	Uds/Caja	Nº de Referencia	Uds/Caja
BN-OCR-13/1410	14G	10 CM	5	BN-MAR-5/13050	13G	5 CM	10	BN-OCR-13/1410/I	5
BN-OCR-13/1416	14G	16 CM	5	BN-MAR-5/13110	13G	11 CM	10	BN-OCR-13/1416/I	5
BN-OCR-13/1420	14G	20 CM	5	BN-MAR-5/13150	13G	15 CM	10	BN-OCR-13/1420/I	5
BN-OCR-13/1610	16G	10 CM	5	BN-MAR-5/15050	15G	5 CM	10	BN-OCR-13/1610/I	5
BN-OCR-13/1616	16G	16 CM	5	BN-MAR-5/15110	15G	11 CM	10	BN-OCR-13/1616/I	5
BN-OCR-13/1620	16G	20 CM	5	BN-MAR-5/15150	15G	15 CM	10	BN-OCR-13/1620/I	5
BN-OCR-13/1625	16G	25 CM	5	BN-MAR-5/15200	15G	20 CM	10	BN-OCR-13/1625/I	5
BN-OCR-13/1810	18G	10 CM	5	BN-MAR-5/17050	17G	5 CM	10	BN-OCR-13/1810/I	5
BN-OCR-13/1816	18G	16 CM	5	BN-MAR-5/17110	17G	11 CM	10	BN-OCR-13/1816/I	5
BN-OCR-13/1820	18G	20 CM	5	BN-MAR-5/17150	17G	15 CM	10	BN-OCR-13/1820/I	5
BN-OCR-13/1825	18G	25 CM	5	BN-MAR-5/17200	17G	20 CM	10	BN-OCR-13/1825/I	5
BN-OCR-13/2010	20G	10 CM	5	BN-MAR-5/19050	19G	5 CM	10	BN-OCR-13/2010/I	5
BN-OCR-13/2016	20G	16 CM	5	BN-MAR-5/19110	19G	11 CM	10	BN-OCR-13/2016/I	5
BN-OCR-13/2020	20G	20 CM	5	BN-MAR-5/19150	19G	15 CM	10	BN-OCR-13/2020/I	5
BN-OCR-13/2025	20G	25 CM	5	BN-MAR-5/19200	19G	20 CM	10	BN-OCR-13/2025/I	5