



Biopsia de Tejido Blando

Catálogo



BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO

Mermaid Medical ofrece un amplio rango de agujas de biopsia diseñadas para obtener una alta calidad de muestras de tejido teniendo en cuenta la seguridad y la eficiencia.

Nuestra amplia oferta de productos incluye una variedad de agujas de biopsia para cubrir las necesidades individuales. Además de un amplio rango de calibres, longitudes de las agujas, y tamaños de muestra para adaptarse a las demandas de los distintos procedimientos.

La amplia oferta de productos de biopsia de Mermaid Medical incluye soluciones de diagnóstico para las aplicaciones que se describen a continuación:



MAMA



RIÑÓN



HÍGADO



PULMÓN



GANGLIOS



MÚSCULOS



PRÓSTATA



BAZO



TIROIDES

Mermaid Medical Group es una empresa privada establecida en 2007 y con sede en Copenhague. Desarrollamos, fabricamos y distribuimos dispositivos médicos a hospitales y otros usuarios en Europa, Estados Unidos y Asia. Trabajamos principalmente en soluciones a problemas del Sistema vascular así como otros dispositivos en radiología intervencionista. Nos esforzamos por ser el mejor socio para fabricantes, hospitales y profesionales sanitarios.

TABLA DE CONTENIDOS

Agujas de Biopsia Automáticas

- Curaway™ Sistema de Biopsia Automática
- Wave™ Sistema de Biopsia Automática




Agujas de Biopsia Semiautomáticas

- weLLgo™ Sistema de Biopsia Semiautomática




Pistolas reutilizables y Agujas de Biopsia para Pistolas Reutilizables


- W-Core™ Dispositivo de Biopsia y Agujas para el Dispositivo
- W-Core™ II Dispositivo de Biopsia y Agujas para el Dispositivo



Aspiración con Aguja Fina y Agujas de Acceso

- weLLgo™ Aguja Fina de Aspiración
- Curaway™ Aguja Fina de Tiroides





Curaway™ Aguja de Biopsia Automática

El dispositivo de biopsia automático desechable Curaway™ es una pistola de biopsia fácil de usar cuyo diseño proporciona muestras de alta calidad.

Los diseñadores se centraron en el diseño ergonómico para asegurar un manejo cómodo, independientemente de su orientación. Se carga en dos tiempos con poco esfuerzo y asegura una muestra de alta calidad sin comprometer en la potencia de disparo.

Las agujas coaxiales de Curaway™ vienen con una punta trocar afilada y códigos de color en el tope de la aguja para facilitar la identificación del calibre. La aguja se compone de un estilete adicional sin punta para minimizar el daño del tejido, vasculatura y órganos. Las agujas coaxiales de Curaway™ son compatibles con el dispositivo de biopsia automático de Curaway™.



Características:

- Diseño ergonómico y ligero para un agarre cómodo, mayor control, y minimizar el movimiento de la aguja durante el guiado por imagen.
- Disponible por separado o como parte de un set con aguja coaxial para facilitar la compra y el inventario.
- Armado en dos tiempos disminuye el esfuerzo necesario para cargarlo.






Wave™ Aguja de Biopsia Automática

El dispositivo de biopsia automático desechable Wave™ es ergonómico y fácil de usar y su diseño proporciona muestras de alta calidad.


Su diseño rectangular permite un agarre firme para poder transferir la fuerza que ejerce el pulgar durante el armado en dos tiempos para procedimientos donde se necesite cargar con una sola mano.

La aguja coaxial universal viene con puntal trocar afilada y una pared interna extrafina. La pared extrafina resulta en un lumen interno mayor, permitiendo un mayor flujo durante inyecciones. Códigos de color en el conector de la aguja facilitando la identificación del calibre de forma fácil. La aguja coaxial universal es compatible con la aguja de biopsia automática Wave™.



Características:

- Disponible en avance de 15mm o 22mm de longitud para adaptarse a las necesidades del procedimiento.
- Diseño ergonómico y ligero para mejorar el control y minimizar el movimiento durante el guiado por imagen.
- Disponible por separado o como un set con aguja coaxial para facilitar la compra y el inventario






weLLgo™ Dispositivo de Biopsia Semiautomático


El dispositivo de biopsia semiautomático weLLgo™ es ligero y adaptable con la flexibilidad de la modalidad semiautomática. El diseño del mango en tijera con aros cerrados proporciona un agarre sólido, haciendo fácil su carga en un tiempo y con excelente maniobrabilidad durante el procedimiento. Además, su diseño ligero con una amplia gama de calibres y longitudes de aguja lo hace ideal para biopsias guiadas en TAC.

La aguja coaxial universal viene con puntal trocar afilada y una pared interna extrafina. La pared extrafina resulta en un lumen interno mayor, permitiendo un mayor flujo durante inyecciones. Códigos de color en el conector de la aguja facilitando la identificación del calibre de forma fácil. La aguja coaxial universal es compatible con el dispositivo semiautomático weLLgo™.



Características:

- Profundidad de penetración ajustable (10mm y 20mm) para adaptarse a las necesidades del procedimiento.
- Disponible por separado o como set con coaxial para facilitar la compra y el inventario.
- Viene con un tope de seguridad para evitar que el dispositivo se dispare accidentalmente.





W-Core™ Dispositivo de Biopsia y Aguja para el Dispositivo


El dispositivo de biopsia reutilizable de alta calidad W-Core™ está diseñado para extraer muestras de forma segura. Dispone de un avance único de 25 mm que puede dispararse desde la parte delantera y la trasera. Un botón de seguridad previene el disparo accidental.

La aguja de biopsia W-Core™ presenta un mango espaciador fácil de usar para facilitar la colocación de la aguja en el instrument de biopsia y también se puede utilizar como mango en caso de inserción manual.

La aguja coaxial universal viene con puntal trocar afilada y una pared interna extrafina. La pared extrafina resulta en un lumen interno mayor, permitiendo un mayor flujo durante inyecciones. Códigos de color en el conector de la aguja facilitando la identificación del calibre de forma fácil.


La aguja coaxial universal es compatible con la aguja de biopsia W-Core™.

La aguja W-Core™ es compatible con el Dispositivo de Biopsia Reutilizable Pro-Mag™ Ultra que es una marca registrada de Argon Medical Device Technologies Inc.



Características:

- Muesca de la muestra de tejido de 17mm para proporcionar suficiente muestra de tejido para el examen patológico.
- Gran selección de dispositivos de biopsia, agujas de biopsia y agujas coaxiales. Aguja de biopsia y coaxiales compatibles en un set para más conveniencia, facilidad de compra y control de inventario.
- Fácil de montar en el dispositivo para mayor eficiencia.






W-Core™ II Dispositivo de Biopsia y Aguja para el Dispositivo

El Dispositivo W-Core™ II es una pistola de biopsia de alta calidad reutilizable diseñada para proporcionar una combinación óptima de máxima potencia y fiabilidad. Es ligera y se puede cargar y disparar con una sola mano. La pistola de biopsia viene con dos opciones de avance – 15mm y 22m.

La aguja de biopsia W-Core™ presenta un mango espaciador fácil de usar para facilitar la colocación de la aguja en el instrumento de biopsia y también se puede utilizar como mango en caso de inserción manual en el paciente. Código de color en la parte adjunta al espaciador que identifica el calibre con o sin el espaciador montado.


La aguja coaxial universal viene con puntal trocar afilada y una pared interna extrafina. La pared extrafina resulta en un lumen interno mayor, permitiendo un mayor flujo durante inyecciones. Códigos de color en el conector de la aguja facilitando la identificación del calibre de forma fácil. La aguja coaxial universal es compatible con la aguja de biopsia W-Core™ II.

La aguja W-Core™ es compatible con el Dispositivo de Biopsia Reutilizable BARD® MAGNUM® que es una marca registrada de C.R. Bard, Inc



Características:

- Muesca grande de 17mm proporciona suficiente tejido para el examen patológico.
- Amplia selección de dispositivos de biopsia, agujas de biopsia y agujas coaxiales. Aguja de biopsia y coaxiales compatibles en un set para más conveniencia, facilidad de compra y control de inventario.
- Fácil de montar en el dispositivo para mayor eficiencia





weLLgo™ Aguja Chiba de Biopsia por Aspiración

La aguja chiba de weLLgo™ tiene un diseño de punta chiba para adaptarse a las diferentes preferencias del usuario.

La aguja chiba es muy versátil y se puede usar para biopsia por aspiración y para inyectar medicación y contrastes. Dispone de Código de color en el conector de la aguja para facilitar la identificación del calibre.

Características:

- Punta de la aguja afilada diseñada para minimizar el daño del tejido.
- Tope ajustable para incrementar el control de profundidad en la penetración.
- Diseño de la aguja universal para las distintas variables de aplicación y facilitar la compra y el control de inventario.

Conector con Código de color para facilitar la identificación del calibre.

Diseño de la punta ecogénica que proporciona excelente visibilidad durante el procedimiento.

Marcas centimetradas en la cánula que proporciona para proporcionar referencia sobre la profundidad de inserción.



Curaway™ Aguja de Aspiración Fina para Tiroides

La aguja de aspiración de Curaway™ está diseñada específicamente para biopsia de tiroides. Sus 23 gauge de calibre y 6 cm de longitud, la hacen ideal para obtener muestras de alta calidad de un nódulo o ganglio tiroideo.

En caso de un nódulo sólido o quiste, el diseño de la punta afilada facilita la penetración atraumática para mejorar la comodidad del paciente.

Características:

- Aguja de pequeño calibre (23G x 6cm) para aumentar el control y la comodidad del paciente durante la biopsia de nódulo tiroideo.
- Diseñado específicamente para obtener muestras de tejido de alta calidad de las glándulas tiroideas.

Código de color con conector azul que facilita diferenciar la aguja de tiroides de otras agujas de aspiración.

Punta de la aguja afilada para penetrar en nódulos sólidos e incrementar la comodidad del paciente.

Marcas centimetradas en la cánula para proporcionar una referencia de la profundidad de inserción.

Referencias y Especificaciones

Curaway™ Aguja de Biopsia Automática

Sistema de Biopsia				Aguja Coaxial		Set	
Referencia	G	Longitud	Caja	Referencia	Caja	Referencia	Caja
ABN-1210	12	10 CM	5	-	-	-	-
ABN-1408	14	8 CM	5	-	-	-	-
ABN-1410	14	10 CM	5	CBN-1410B	10	SET-1410	5
ABN-1413	14	13 CM	5	-	-	-	-
ABN-1416	14	16 CM	5	CBN-1416B	10	SET-1416	5
ABN-1420	14	20 CM	5	CBN-1420B	10	SET-1420	5
ABN-1425	14	25 CM	5	CBN-1425B	10	SET-1425	5
ABN-1608	16	8 CM	5	-	-	-	-
ABN-1610	16	10 CM	5	CBN-1610B	10	SET-1610	5
ABN-1613	16	13 CM	5	-	-	-	-
ABN-1616	16	16 CM	5	CBN-1616B	10	SET-1616	5
ABN-1620	16	20 CM	5	CBN-1620B	10	SET-1620	5
ABN-1625	16	25 CM	5	CBN-1625B	10	SET-1625	5
ABN-1808	18	8 CM	5	-	-	-	-
ABN-1810	18	10 CM	5	CBN-1810B	10	SET-1810	5
ABN-1813	18	13 CM	5	-	-	-	-
ABN-1816	18	16 CM	5	CBN-1816B	10	SET-1816	5
ABN-1820	18	20 CM	5	CBN-1820B	10	SET-1820	5
ABN-1825	18	25 CM	5	CBN-1825B	10	SET-1825	5
ABN-2008	20	8 CM	5	-	-	-	-
ABN-2010	20	10 CM	5	CBN-2010B	10	SET-2010	5
ABN-2013	20	13 CM	5	-	-	-	-
ABN-2016	20	16 CM	5	CBN-2016B	10	SET-2016	5
ABN-2020	20	20 CM	5	CBN-2020B	10	SET-2020	5
ABN-2025	20	25 CM	5	CBN-2025B	10	SET-2025	5

Wave™ Aguja de Biopsia Automática

Sistema de Biopsia					Aguja Coaxial						Set			
15 MM lanzar	22 MM lanzar				15 MM lanzar	22 MM lanzar				15 MM lanzar	20 MM lanzar			
Referencia	Referencia	G	Longitud	Caja	Referencia	Referencia	G	Longitud	Longitud	Caja	Referencia	G	Longitud	Caja
031409S	031409	14	9 CM	10	101304	101345	-	4.0 CM	4.5 CM	10				
031410S	031410	14	10 CM	10	101305	101355	-	5.0 CM	5.5 CM	10	03C1410	14	10 CM	10
031412S	031412	14	12 CM	10	101307	101375	10	7.0 CM	7.5 CM	10	03C1412	14	12 CM	10
031415S	031415	14	15 CM	10	101310	1013105	-	10.0 CM	10.5 CM	10	03C1415	14	15 CM	10
031416S	031416	14	16 CM	10	101311	1013115	10	11.0 CM	11.5 CM	10	03C1416	14	16 CM	10
031420S	031420	14	20 CM	10	101315	1013155	10	15.0 CM	15.5 CM	10	03C1420	14	20 CM	10
031609S	031609	16	9 CM	10	101504	101545	10	4.0 CM	4.5 CM	10				
031610S	031610	16	10 CM	10	101505	101555	-	5.0 CM	5.5 CM	10	03C1610	16	10 CM	10
031612S	031612	16	12 CM	10	101507	101575	10	7.0 CM	7.5 CM	10	03C1612	16	12 CM	10
031615S	031615	16	15 CM	10	101510	1015105	-	10.0 CM	10.5 CM	10	03C1615	16	15 CM	10
031616S	031616	16	16 CM	10	101511	1015115	10	11.0 CM	11.5 CM	10	03C1616	16	16 CM	10
031620S	031620	16	20 CM	10	101515	1015155	10	15.0 CM	15.5 CM	10	03C1620	16	20 CM	10
031625S	031625	16	25 CM	10			10			10	03C1625	16	25 CM	10
031809S	031809	18	9 CM	10	101704	101745	-	4.0 CM	4.5 CM	10				
031810S	031810	18	10 CM	10	101705	101755	10	5.0 CM	5.5 CM	10	03C1810	18	10 CM	10
031812S	031812	18	12 CM	10	101707	101775	-	7.0 CM	7.5 CM	10	03C1812	18	12 CM	10
031815S	031815	18	15 CM	10	101710	1017105	10	10.0 CM	10.5 CM	10	03C1815	18	15 CM	10
031816S	031816	18	16 CM	10	101711	1017115	10	11.0 CM	11.5 CM	10	03C1816	18	16 CM	10
031820S	031820	18	20 CM	10	101715	1017155	10	15.0 CM	15.5 CM	10	03C1820	18	20 CM	10
031825S	031825	18	25 CM	10			-			10	03C1825	18	25 CM	10
031830S	031830	20	30 CM	10			10			10				
032010S	032010	20	10 CM	10	101905	101955	-	5.0 CM	5.5 CM	10	03C2010	20	10 CM	10
032015S	032015	20	15 CM	10	101910	1019105	10	10.0 CM	10.5 CM	10	03C2015	20	15 CM	10
032020S	032020	20	20 CM	10	101915	1019155	10	15.0 CM	15.50 CM	10	03C2020	20	20 CM	10

Referencias y Especificaciones

weLLgo™ Sistema de Biopsia Semiautomático

Sistema de Biopsia				Aguja Coaxial				Set			
Referencia	G	Longitud	Caja	Referencia	G	Longitud	Caja	Referencia	G	Longitud	Caja
041409	14	9 CM	10	101305	13	5.0 CM	25				
041410	14	10 CM	10	101355	13	5.5 CM	25	04C1410	14	10 CM	10
041412	14	12 CM	10	101310	13	10.0 CM	25				
041415	14	15 CM	10	1013105	13	10.5 CM	25	04C1415	14	15 CM	10
041416	14	16 CM	10	101315	13	15.0 CM	25	04C1416	14	16 CM	10
041420	14	20 CM	10	1013155	13	15.5 CM	25	04C1420	14	20 CM	10
041609	16	9 CM	10	101505	15	5.0 CM	25				
041610	16	10 CM	10	101555	15	5.5 CM	25	04C1610	16	10 CM	10
041612	16	12 CM	10	101510	15	10.0 CM	25				
041615	16	15 CM	10	1015105	15	10.5 CM	25	04C1615	16	15 CM	10
041616	16	16 CM	10	101515	15	15.0 CM	25	04C1616	16	16 CM	10
041620	16	20 CM	10	1015155	15	15.5 CM	25	04C1620	16	20 CM	10
041625	16	25 CM	10	101705	17	5.0 CM	25				
041809	18	9 CM	10	101755	17	5.5 CM	25				
041810	18	10 CM	10	101710	17	10.0 CM	25	04C1810	18	10 CM	10
041812	18	12 CM	10	1017105	17	10.5 CM	25				
041815	18	15 CM	10	101715	17	15.0 CM	25	04C1815	18	15 CM	10
041816	18	16 CM	10	1017155	17	15.5 CM	25	04C1816	18	16 CM	10
041820	18	20 CM	10	101905	19	5.0 CM	25	04C1820	18	20 CM	10
041825	18	25 CM	10	101955	19	5.5 CM	25				
042009	20	9 CM	10	101910	19	10.0 CM	25				
042010	20	10 CM	10	1019105	19	10.5 CM	25	04C2010	20	10 CM	10
042015	20	15 CM	10	101915	19	15.0 CM	25	04C2015	20	15 CM	10
042020	20	20 CM	10	1019155	19	15.5 CM	25	04C2020	20	20 CM	10

W-Core™ Instrumento de Biopsia

Agujas para Instrumento de Biopsia			
Referencia	G	Longitud	Caja
021409	14	9 CM	20
021410	14	10 CM	20
021412	14	12 CM	20
021415	14	15 CM	20
021416	14	16 CM	20
021420	14	20 CM	20
021609	16	9 CM	20
021610	16	10 CM	20
021612	16	12 CM	20
021615	16	15 CM	20
021616	16	16 CM	20
021620	16	20 CM	20
021625	16	25 CM	20
021809	18	9 CM	20
021810	18	10 CM	20
021812	18	12 CM	20
021815	18	15 CM	20
021816	18	16 CM	20
021820	18	20 CM	20
021825	18	25 CM	20
021830	18	30 CM	20
022010	20	10 CM	20
022015	20	15 CM	20
022020	20	20 CM	20

weLLgo™ Instrumento de Biopsia

Agujas para Instrumento de Biopsia			
Referencia	G	Longitud	Caja
061810	18	10 CM	25
061815	18	15 CM	25
061820	18	20 CM	25
061825	18	25 CM	25
062010	20	10 CM	25
062015	20	15 CM	25
062020	20	20 CM	25
062025	20	25 CM	25
062110	21	10 CM	25
062115	21	15 CM	25
062120	21	20 CM	25
062125	21	25 CM	25
062210	22	10 CM	25
062215	22	15 CM	25
062220	22	20 CM	25
062225	22	25 CM	25

W-Core II™ Instrumento de Biopsia

Agujas para Instrumento de Biopsia			
Referencia	G	Longitud	Caja
021409W	14	9 CM	20
021410W	14	10 CM	20
021412W	14	12 CM	20
021415W	14	15 CM	20
021416W	14	16 CM	20
021420W	14	20 CM	20
021609W	16	9 CM	20
021610W	16	10 CM	20
021612W	16	12 CM	20
021615W	16	15 CM	20
021616W	16	16 CM	20
021620W	16	20 CM	20
021625W	16	25 CM	20
021809W	18	9 CM	20
021810W	18	10 CM	20
021812W	18	12 CM	20
021815W	18	15 CM	20
021816W	18	16 CM	20
021820W	18	20 CM	20
021825W	18	25 CM	20
021830W	18	30 CM	20
022010W	20	10 CM	20
022015W	20	15 CM	20
022020W	20	20 CM	20

Curaway™ Aguja Chiba de Biopsia

Aguja Fina de Aspiración			
Referencia	G	Longitud	Caja
PTC-2306	23	6 CM	10



mermaid medical®

Mermaid Medical Iberia S. L.

Plaza de Grecia 1, local 19 · 45005 Toledo

customer@mermaidmedical.es · www.mermaidmedical.com

Tel: +34 925 717 378 · Fax: +34 925 049 112

www.mermaidmedical.com